


Anticorpo Policlonale Anti-Ggps1 Per Wb, Elisa - 095749

Numero articolo: CM0019186



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro GGPS1, adatto per WB e ELISA; reattività crociata con uomo, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla sintesi del geranylgeranil pirofosfato e le malattie correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GGPS1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	GGPPS; MDHLO; GGPPS1; MUDHLOV; GGPS1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	9453
GeneID	9453
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 164-300 della GGPS1 umana (NP_001032354.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O95749
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio