


Anticorpo Monoclonale Anti- γ -Catenina Per Wb, Elisa - P14923

Numero articolo: CM0006009



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la γ -Catenina (JUP). Validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Ideale per studiare l'adesione cellulare e i complessi giunzionali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio anti- γ -Catenina
Note/Alias	PG; DP3; PDGB; PKGB; CTNNG; DP111; γ -Catenina
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3728
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 15-115 della γ -Catenina umana (P14923)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P14923
Peso Proteico	82kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio