

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti- γ -Catenina Per Wb, Ip, Elisa - P14923

Numero articolo: CM0013704



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce la γ -catenina (giunzione plakoglobina) umana e murina. Validato per WB, IP ed ELISA, rileva una proteina di 82 kDa. Ideale per studi di adesione cellulare, cardiomiopatia e dermatologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio Anti- γ -Catenina
Osservazioni/Alias	PG, DP3, PDGB, PKGB, CTNNG, DP111, γ -Catenina
Specie	Umana
GeneID (Umano)	3728
GeneID	3728
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 della γ -Catenina umana (NP_002221.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Murina
SWISS	P14923
Peso Proteico	82kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio