

## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti- $\gamma$ -Tubulina Per Wb, If/Icc, Elisa - P23258

Numero articolo: CM0007339



### introduzione

Anticorpo Monoclonale di Coniglio contro la  $\gamma$ -Tubulina validato per WB, IF/ICC, ELISA in umano, topo, ratto. Riconosce la gamma-tubulina, una proteina chiave del centrosoma coinvolta nella nucleazione dei microtubuli e nella divisione cellulare. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sul citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                            |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Nome del Prodotto     | mAb di Coniglio contro la $\gamma$ -Tubulina      |
| Osservazioni/Alias    | TUBG; GCP-1; CDCBM4; TUBGCP1; $\gamma$ -Tubulina  |
| Specie                | Umano                                             |
| Gene ID (Umano)       | 7283                                              |
| Immunogeno            | Proteina ricombinante di $\gamma$ -Tubulina umana |
| Sorgente              | Coniglio                                          |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                             |
| Applicazione          | WB, IF/ICC, ELISA                                 |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                |
| SWISS                 | P23258                                            |
| Peso Proteico         | 51kDa                                             |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                |