

## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti- $\gamma$ -Tubulina Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23258

Numero articolo: CM0006268



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro  $\gamma$ -Tubulina (TUBG1), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con Uomo, Topo, Ratto. Fondamentale per la ricerca sulla nucleazione dei microtubuli e sul centrosoma.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | $\gamma$ -Tubulina Rabbit mAb                                                                                                            |
| Annotazioni/Alias   | TUBG; GCP-1; CDCBM4; TUBGCP1; $\gamma$ -Tubulina                                                                                         |
| Specie              | Uomo                                                                                                                                     |
| ID Gene (Uomo)      | 7283                                                                                                                                     |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 231-451 della $\gamma$ -Tubulina umana (P23258) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                 |
| Categoria           | Anticorpi Monoclonali                                                                                                                    |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                 |
| Reattività Crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                                        |
| SWISS               | P23258                                                                                                                                   |
| Peso Proteico       | 51kDa                                                                                                                                    |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                                    |