

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti- γ -Tubulina Per Wb, Elisa - P23258

Numero articolo: CM0029482



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio contro la γ -Tubulina validato per WB ed ELISA. Reagisce con Umano, Topo, Ratto. Bersaglia la gamma-tubulina, un componente chiave del Complesso ad Anello della γ -Tubulina (γ TuRC) coinvolto nella nucleazione dei microtubuli e nella funzione del centrosoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti- γ -Tubulina
Note/Alias	TUBG; GCP-1; CDCBM4; TUBGCP1; γ -Tubulina
Specie	Umano
ID Gene	7283 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 382-451 della γ -Tubulina umana (NP_001061.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P23258
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio