

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ghd 7.1 Per Wb, Elisa - Q0D3B6

Numero articolo: CM0021514

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro Ghd 7.1 (PRR37) di *Oryza sativa*, un repressore della fioritura. Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata con il riso. Utile per gli studi sulla fioritura fotoperiodica e sull'orologio circadiano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Ghd 7.1 pAb di coniglio
Note/alias	HD2; DTH7; PRR37; OsPRR37; Ghd 7.1
Specie	<i>Oryza sativa</i>
GeneID	4344399
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di Ghd 7.1 di <i>Oryza sativa</i> (Q0D3B6)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q0D3B6
Peso della proteina	80 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico