

Anticorpo Policlonale Anti-Ghd7 Per Wb, Elisa - E5Rqa1

Numero articolo: CM0023505

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il fattore di trascrizione GHD7 del riso, validato per WB ed ELISA. Mira a un soppressore chiave della fioritura in condizioni di giorni lunghi, adatto per studi sulla regolazione del tempo di fioritura in *Oryza sativa*.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GHD7 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	Ghd7; GHD7
Specie	Oryza sativa
Gene ID	107276161
Immunogeno	Proteina ricombinante di GHD7 di Oryza sativa
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Oryza sativa
SWISS	E5RQA1
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio