


Anticorpo Monoclonale Anti-Ghrh Per Wb, Elisa - P01286

Numero articolo: CM0005710



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio targeting GHRH umano (Somatoliberina). Convalidato per WB e ELISA, questo anticorpo reagisce con una proteina di 12 kDa. Adatto per ricerche sulla secrezione dell'ormone della crescita.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GHRH Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	GRF; INN; GHRF; GHRH
Specie	Umana
ID gene (Umano)	2691
ID gene	2691
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 della GHRH umana. (NP_066567.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P01286
Peso molecolare della proteina	12 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio