


Anticorpo Policlonale Anti-Ghrh Per Wb, If/Icc, Elisa - P01286

Numero articolo: CM0028920



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-GHRH validato per Western blot, IF/ICC e ELISA. Reagisce con GHRH (somatoliberina) umana, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla secrezione dell'ormone della crescita.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GHRH Rabbit pAb
Note/Alias	GRF; INN; GHRF; GHRH
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	2691
ID Gene	2691
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della GHRH umana (NP_066567.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P01286
Peso Proteico	12kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio