


Anticorpo Policlonale Anti-Ghrhr Per Wb, If-P, Elisa - Q02643

Numero articolo: CM0030643



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il GHRHR umano (recettore dell'ormone di rilascio dell'ormone della crescita). Adatto per WB, IF-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con campioni umani, di topo e di ratto. Supporta la ricerca sulla segnalazione e sulla carenza dell'ormone della crescita.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GHRHR Rabbit pAb
Note/Alias	GRFR; GHRFR; IGHD4; IGHD1B; GHRHR
Specie	Umano
ID gene (Umano)	2692
ID gene	2692
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-130 del GHRHR umano (NP_000814.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q02643
Peso proteico	47 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio