

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ghsr Per Wb, Elisa - Q92847

Numero articolo: CM0023714



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il recettore GHSR (recettore della grelina) umano. Adatto per Western blot ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla regolazione dell'appetito e sulla secrezione dell'ormone della crescita.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GHSR Rabbit pAb
Note/Alias	GHDP; GHSR
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2693
Gene ID	2693
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del GHSR umano (NP_940799.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q92847
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio