

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Giantin Per Wb, If/Icc, Elisa - Q14789

Numero articolo: CM0021295

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro Giantin umano (GOLGB1, Q14789). Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Mira a una proteina di membrana del Golgi di ~376 kDa coinvolta nella formazione di ponti trasversali intercisternali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Giantin Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	GCP; GCP372; GOLIM1; Giantin
Specie	Umano
GenelD	2804
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1123-1302 di Giantin umano (NP_004478.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q14789
Peso proteico	376kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio