

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Gid1A Per Wb - Q9Maa7

Numero articolo: CM0024230



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit diretto contro il recettore gibberellico GID1A (ATCXE10) di *Arabidopsis thaliana*. Validato per Western blot (WB) e ELISA. Ideale per lo studio della segnalazione GA, della crescita e dello sviluppo delle piante. Immunogeno: peptide sintetico compreso tra aa 50-150.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GID1A Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ATGID1A, GA INSENSITIVE DWARF1A, T12H1.8, T12H1_8, GID1A
Specie	<i>Arabidopsis thaliana</i>
GeneID	819674
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 di GID1A di <i>Arabidopsis thaliana</i> (NP_187163.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	<i>Arabidopsis thaliana</i>
SWISS	Q9MAA7
Peso proteico	39 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio