


Anticorpo Policlonale Anti-Gif Coniglio Per Wb, Elisa - P27352

Numero articolo: CM0021733



introduzione

Anticorpo policlonale anti-GIF coniglio di alta qualità validato per WB ed ELISA, cross-reattivo con umano, topo e ratto. Ideale per studi sull'assorbimento della cobalamina e ricerche correlate al fattore intrinseco.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GIF Rabbit pAb
Note/Alias	GIF; IF; IFMH; INF; TCN3; fattore intrinseco gastrico
Specie	Umano
GeneID (umano)	2694
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-417 di GIF umano (NP_005133.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P27352
Peso Proteico	42kDa/45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio