


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gif/Fattore Intrinseco Per Wb, If/Icc, Elisa - P27352

Numero articolo: CM0029743



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il GIF umano (Fattore Intrinseco), validato per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Adatto per ricerche sull'assorbimento della cobalamina e sulla mucosa gastrica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GIF Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	IF; GIF; INF; IFMH; TCN3
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	2694
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-300 del GIF umano (NP_005133.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P27352
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio