


Anticorpo Policlonale Anti-Gimap1 Per Wb, Elisa - Q8Wwp7

Numero articolo: CM0022758



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato all'umano GIMAP1, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con il ratto. Essenziale per studiare la sopravvivenza dei linfociti e la biologia delle GTPasi nella milza e nei linfonodi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GIMAP1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	IAN2; IMAP1; HIMAP1; IMAP38; GIMAP1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	170575
ID Gene	170575
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 140-280 di GIMAP1 umano (NP_570115.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Ratto
SWISS	Q8WWP7
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio