


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gimap5 Per Wb, Elisa - Q96F15

Numero articolo: CM0030938



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro GIMAP5 umano, validato per WB ed ELISA. Rileva la proteina endogena in campioni umani, di topo e di ratto. Essenziale per studi sullo sviluppo dei linfociti T e sulla regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GIMAP5 Rabbit pAb
Note/Alias	IAN4; IAN5; IROD; IAN-5; IMAP3; NCPH2; HIMAP3; IAN4L1; GIMAP5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55340
GeneID	55340
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 190-270 di GIMAP5 umano (NP_060854.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96F15
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio