

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gins2 Per Wb E Elisa - Q9Y248

Numero articolo: CM0028601



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro GINS2 (PSF2) umano. Convalidato per WB e ELISA. Ideale per la ricerca sulla replicazione del DNA, in particolare per il complesso elicasi CMG. Reagisce in modo crociato con l'uomo. Peso molecolare previsto 21 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GINS2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	PSF2; Pfs2; HSPC037; GINS2
Specie	Uomo
GeneID	51659
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-185 di GINS2 umano (NP_057179.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9Y248
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio