

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gins4 (Sld5) Per Wb, Elisa - Q9Brt9

Numero articolo: CM0030356



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GINS4 (SLD5) umano per Western blot ed ELISA. Rileva GINS4 umano, di topo e di ratto, una proteina del complesso di replicazione del DNA. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sulla replicazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GINS4 Rabbit pAb
Note / Alias	SLD5, GINS4
Specie	Uomo
ID genico	84296
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9BRT9
Peso proteico	98kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio