

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Gip Per Wb, Ihc-P, Elisa - P09681

Numero articolo: CM0030091



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GIP umano (polipeptide inibitore gastrico/polipeptide insulino-tropico glucosio-dipendente). Validato per WB, IHC-P, ELISA; reagisce crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sul diabete e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GIP Rabbit pAb
Note/Alias	GIP
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	2695
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-153 del GIP umano (NP_004114.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P09681
Peso proteico	17 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio