

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gipc1 Per Wb, Elisa - O14908

Numero articolo: CM0014781

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro GIPC1 umano (O14908), validato in WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sulla segnalazione legata alle proteine G.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GIPC1 Rabbit pAb
Note/Alias	NIP; GIPC; IIP-1; OPDM2; TIP-2; SEMCAP; C19orf3; Hs.6454; GLUT1CBP; RGS19IP1; SYNECTIN; SYNECTIN; GIPC1
Specie	Umana
GenelD (Umano)	10755
GenelD	10755
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-333 di GIPC1 umano (NP_005707.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	O14908
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio