

Anticorpo Policlonale Anti-Gipc2 Per Wb E Elisa - Q8Tf65

Numero articolo: CM0013113



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia GIPC2 umano (proteina GIPC2 contenente dominio PDZ, SEMCAP2) per applicazioni di Western blotting e ELISA. Riconosce una proteina citoplasmatica di ~34 kDa, sottoregolata nei tumori renali e colorettali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GIPC2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	SEMCAP2; SEMCAP-2; GIPC2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	54810
GeneID	54810
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-315 di GIPC2 umano (NP_060125.4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo
SWISS	Q8TF65
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio