

Anticorpo Policlonale Anti-Gipr Per Wb, Ihc-P, Elisa - P48546

Numero articolo: CM0027349



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro il recettore GIPR umano (recettore del polipeptide insulintropico glucosio-dipendente), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione GIP.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb Coniglio anti-GIPR
Note/Alias	PGQTL2; GIPR
Specie	Umano
GeneID (umano)	2696
GeneID	2696
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-138 del GIPR umano (NP_000155.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P48546
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio