

Anti-Girk2 (Kcnj6) Coniglio Anticorpo Monoclonale Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P48051

Numero articolo: CM0006420

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro GIRK2 (KCNJ6), un canale del potassio rettificatore entrante attivato da proteine G. Validato per WB, IF/ICC, IF-P, ELISA; reagisce con umano e ratto. Utile per studiare la secrezione di insulina e le malattie correlate ai canali ionici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	GIRK2(KCNJ6) Coniglio mAb
Note/Alias	BIR1; GIRK2; KATP2; KCNJ7; KPLBS; GIRK-2; KATP-2; KIR3.2; hiGIRK2; GIRK2(KCNJ6)
Specie	Umano
GeneID	3763
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P48051
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio