

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Git2 Per Wb, Elisa - Q14161

Numero articolo: CM0012840

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la GIT2 umana (Proteina ARF GTPasi-attivante GIT2), validato per Western blot e ELISA. Ideale per lo studio della segnalazione GPCR e della dinamica del citoscheletro. - Q14161

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GIT2 Rabbit pAb
Note/Alias	PKL; CAT2; CAT-2; GIT2
Specie	Umana
ID gene (Umano)	9815
ID gene	9815
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 450-510 della GIT2 umana (NP_476511.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q14161
Peso proteico	85kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio