


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gitr Ligand/Tnfsf18 Per Wb, Elisa - Q9Ung2

Numero articolo: CM0027827



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GITR Ligand (TNFSF18) umano, noto anche come AITRL/GITRL. Validato per WB e ELISA, reagisce in modo crociato con topo e ratto. Per studi sull'attivazione dei linfociti T e sull'immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GITR Ligand/TNFSF18 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	TL6; AITRL; GITRL; TNLG2A; hGITRL; GITR Ligand/TNFSF18
Specie	Uomo
GeneID	8995
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 52-177 di GITR Ligand/TNFSF18 umano (NP_005083.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UNG2
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio