

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gitr/Tnfrsf18 Per Wb, Elisa - Q9Y5U5

Numero articolo: CM0016500



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio prodotto contro GITR/TNFRSF18 umano (aa 26-255). Rileva GITR umano e murino mediante WB ed ELISA, adatto per lo studio dell'attivazione delle cellule T, della segnalazione NF-kB e della biologia dei checkpoint immunitari. SWISS: Q9Y5U5.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GITR/TNFRSF18 pAb di coniglio
Note/Alias	AITR; GITR; CD357; GITR-D; ENERGEN; GITR/TNFRSF18
Specie	Umano
GeneID (umano)	8784
GeneID	8784
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-255 di GITR/TNFRSF18 umano (NP_683699.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9Y5U5
Peso della proteina	26 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante