

Anticorpo Policlonale Anti-Gja5 Per Wb, Elisa - P36382

Numero articolo: CM0029216

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GJA5 (Connexina-40, CX40) validato per WB ed ELISA. Rileva GJA5 umano, murino e ratto. Ideale per la ricerca sulle giunzioni comunicanti e cardiache.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GJA5 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	CX40; ATFB11; GJA5
Specie	Umano
GeneID	2702
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 229-358 di GJA5 umano (NP_859054.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P36382
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio