

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gja5/Cx40 Per If/Icc, Elisa - P36382

Numero articolo: CM0017605

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro GJA5/Connexina-40 umana, validato per IF/ICC ed ELISA. Adatto per studiare la funzione delle giunzioni gap, la biologia cardiovascolare e la comunicazione cellulare in campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GJA5 Rabbit pAb
Note/Alias	CX40; ATFB11; GJA5
Specie	Umana
GeneID (Umano)	2702
GeneID	2702
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 229-358 di GJA5 umana (NP_859054.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P36382
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio