

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Gja8 Per Wb, If/Icc, Elisa - P48165

Numero articolo: CM0023153

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega a GJA8 umano (Connessina-50). Adatto per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Cross-reattività con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle giunzioni gap del cristallino e sulla cataratta.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GJA8 pAb coniglio
Note/Alias	CAE; CAE1; CX50; CZP1; MP70; CTRCT1; GJA8
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2703
Gene ID	2703
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Cross Reattività	Umano, topo, ratto
SWISS	P48165
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio