


Anticorpo Policlonale Anti-Gjb1 Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - P08034

Numero articolo: CM0017407



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GJB1 umano (Connexina-32) per Western blotting ed ELISA. Riconosce GJB1 umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulle giunzioni gap, sulla malattia di Charcot-Marie-Tooth e sulle neuropatie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	GJB1 Rabbit pAb
Note/Alias	CMTX; CX32; CMTX1; GJB1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	2705
GenelD	2705
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 214-283 di GJB1 umano (NP_000157.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P08034
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio