

Anticorpo Policlonale Anti-Gjb3 Per Wb, Elisa - 075712

Numero articolo: CM0026459

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting GJB3 (Connexina-31). Validato per Western blot e ELISA, con reattività across umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla perdita dell'udito e sulle malattie della pelle.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GJB3 Coniglio pAb
Note/Alias	EKV; CX31; DFNA2; EKVP1; DFNA2B; GJB3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2707
GeneID	2707
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 del GJB3 umano (NP_076872.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	075712
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio