


Pab Di Coniglio Anti-Gjd2 - Q9Ukl4

Numero articolo: CM0030873



introduzione

pAb di coniglio anti-GJD2 rileva la giunzione gap delta-2 (connessina-36) in campioni umani, di topo e di ratto mediante WB e ELISA. Il target è espresso nelle giunzioni gap neuronali, con un peso molecolare di ~36kDa. Adatto per studi sulle neuroscienze e la comunicazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GJD2 Rabbit pAb
Note / Alias	CX36; GJA9; GJD2
Specie	Umana
ID genico (umano)	57369
ID genico	57369
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 99-197 della GJD2 umana (NP_065711.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UKL4
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio