

Anticorpo Policlonale Anti-Gk2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q14410

Numero articolo: CM0022512

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GK2 umano (chinasi del glicerolo 2, specifica del testicolo). Validato per WB, IF/ICC, ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Utile per la ricerca sulla fertilità maschile e sulla spermatogenesi, inclusa la formazione della guaina mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GK2 Rabbit pAb
Note/Alias	GKP2; GKTA; GK2
Specie	Umano
GeneID (umano)	2712
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q14410
Peso della proteina	61kDa
Spedizione	Borsa refrigerante