

Anticorpo Policlonale Anti-Gkn1 Per Wb, Elisa - Q9Ns71

Numero articolo: CM0013403

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GKN1 umano, validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso il topo. Gastrokine-1 è una proteina mitogenica coinvolta nell'integrità della mucosa gastrica. Ideale per la ricerca gastrointestinale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GKN1 Coniglio pAb
Note/Alias	FOV; CA11; AMP18; BRICD1; foveolina; GKN1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	56287
GeneID	56287
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	Q9NS71
Peso Proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio