

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-GLb1L3 Per Wb E Elisa - Q8Nci6

Numero articolo: CM0015957

introduzione

Questo anticorpo policlonale coniglio contro GLB1L3 umano (proteina 3 simile alla beta-galattosidasi-1) è validato per Western blot e ELISA, e cross-reagisce con topo e ratto. Uno strumento essenziale per investigare l'attività glicosidasi e il metabolismo dei gangliosidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GLB1L3 Rabbit pAb
Note/Alias	GLB1L3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	112937
GeneID	112937
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 180-290 di GLB1L3 umano (NP_001073876.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8NCI6
Peso proteico	75kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio