

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Gldc Per Wb, Ihc-P, Elisa - P23378

Numero articolo: CM0006902



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che si lega alla GLDC umana (GCE/GCSP), la proteina P mitocondriale del sistema di scissione della glicina. Adatto per WB, IHC-P, ELISA e cross-reagisce con topo, ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GLDC Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	GCE; GCSP; HYGN1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2731
Gene ID	2731
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 580-749 della GLDC umana (NP_000161.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Cross reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P23378
Peso proteico	113kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio