

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Gldc Per Wb, If, Ihc, Elisa - P23378

Numero articolo: CM0019085



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GLDC umano, adatto per WB, IF, IHC-P e ELISA. Convalidato per uomo, topo e ratto. Bersaglia la glicina decarbossilasi mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GLDC Rabbit pAb
Note/alias	GLDC; GCE; GCSP; HYGN1; glycine decarboxylase
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2731
GeneID	2731
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 580-749 di GLDC umano (NP_000161.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P23378
Peso proteico	112kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio