

Polymab® Anti-Gldc Da Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23378

Numero articolo: CM0009874



introduzione

PolymAb® anti-GLDC da coniglio ad alte prestazioni, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Target: glicina deidrogenasi mitocondriale, per studi sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GLDC Rabbit PolymAb®
Note/alias	GCE; GCSP; HYGN1
Specie	Uomo
ID del gene	2731
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 580-749 della GLDC umana (NP_000161.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P23378
Peso della proteina	113 kDa
Spedizione	Contenitore refrigerante