

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gli1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08151

Numero articolo: CM0016348



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GLI1 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. GLI1 è un attivatore trascrizionale chiave della via Hedgehog implicato nello sviluppo e nel cancro. Reagisce in modo crociato con topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GLI1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	GLI; PPD1; PAPA8; GLI1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	2735
ID gene	2735
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 350-450 di GLI1 umano (NP_001153517.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P08151
Peso proteico	118 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio