

Anticorpo Monoclonale Anti-Gli2 Per If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P10070

Numero articolo: CM0006773

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro GLI2, validato per IF/ICC, IF-P, IHC-P ed ELISA in umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla via di segnalazione hedgehog e per studi su HTLV-1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GLI2 mAb Coniglio
Note/Alias	CJS; HPE9; PHS2; THP1; THP2; GLI2
Specie	Umano
GeneID (umano)	2736
GeneID	2736
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1100-1200 di GLI2 umano. (NP_005261.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P10070
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio