

Anticorpo Policlonale Anti-Gli2 Per Wb, Elisa - P10070

Numero articolo: CM0026024

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GLI2, adatto per WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Bersaglia il fattore di trascrizione GLI2 coinvolto nella segnalazione hedgehog e nello sviluppo. Solo per uso in ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GLI2 Rabbit pAb
Note/Alias	GLI2; CJS; HPE9; PHS2; THP1; THP2; Gli2
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	2736
GeneID	14633
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-175 di mus musculus GLI2 (NP_001074594.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Mouse, Ratto
SWISS	P10070
Peso proteico	168kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio