

Anticorpo Policlonale Anti-Gli2 Per Wb, Elisa - P10070

Numero articolo: CM0024629

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting GLI2 (Gene ID 2736, SWISS P10070) validato per WB e ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sulla segnalazione di smoothened e sui fattori di trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GLI2 Rabbit pAb
Note/Alias	CJS; HPE9; PHS2; THP1; THP2; GLI2
Specie	Umana
Gene ID	2736
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1100-1200 del GLI2 umano (NP_005261.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P10070
Peso Proteico	168kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio