


Anticorpo Policlonale Anti-Gli3 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P10071

Numero articolo: CM0016296



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GLI3 umano, validato per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per lo studio della segnalazione hedgehog e della biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GLI3 Rabbit pAb
Note/Alias	PHS; ACLS; GCPS; PAPA; PAPB; PAP-A; PAPA1; PPDIV; GLI3FL; GLI3-190; GLI3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2737
GeneID	2737
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 681-788 di GLI3 umano (NP_000159.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P10071
Peso proteico	170kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio