

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-GLIS3 Per Wb Ed Elisa - Q8Nea6

Numero articolo: CM0017855

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-GLIS3 validato per WB ed ELISA. Riconosce GLIS3 umano, murino e di ratto. Ideale per la ricerca sulla trascrizione e sul diabete. - Q8NEA6.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	GLIS3 Rabbit pAb
Note/Alias	NDH; ZNF515; GLIS3
Specie	Umano
GeneID (umano)	169792
GeneID	169792
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 606-775 di GLIS3 umano (NP_689842.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q8NEA6
Peso della proteina	84 kDa
Spedizione	Confezione refrigerata con ghiaccio