

Anticorpo Monoclonale Anti-Glo1 Per Wb, Elisa - Q04760

Numero articolo: CM0010507



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro GLO1 umano (Lattilglutathione liasi), validato per WB ed ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Ideale per lo studio della detossificazione del gliossilasi e delle vie di segnalazione NF- κ B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GLO1 Rabbit mAb
Note/Alias	GLYI; GLOD1; HEL-S-74; GLO1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2739
Gene ID	2739
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di GLO1 umano (Q04760).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q04760
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio