

Anticorpo Policlonale Anti-Glod4 Per Wb, Elisa - Q9Hc38

Numero articolo: CM0027538



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting alla GLOD4 umana (proteina contenente il dominio glioossalasi). Validato per Western blot e ELISA, con reattività crociata al mouse. Adatto per la ricerca mitocondriale e gli studi sulla glioossalasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GLOD4 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	HC6; HC71; CGI-150; C17orf25; GLOD4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51031
GeneID	51031
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 179-298 della GLOD4 umana (NP_057164.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9HC38
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio