

Anticorpo Policlonale Anti-Glomulina (Glmn) Per Wb, Elisa - Q92990

Numero articolo: CM0017295



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Glomulina (GLMN), validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano e topo. Essenziale per la regolazione della ligasi ubiquitina SCF e lo sviluppo del sistema vascolare. Ideale per la ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GLMN Rabbit pAb
Note/Alias	FAP; GVM; GLML; FAP48; FAP68; FKBPAP; VMGLOM; GLMN
Specie	Umano
GeneID (Umano)	11146
GeneID	11146
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 405-594 della GLMN umana (NP_444504.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q92990
Peso Proteico	68kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio