


Anticorpo Monoclonale Anti-Glp-1 Per If-P, Ihc-P, Elisa - P01275

Numero articolo: CM0006083



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità diretto contro il GLP-1 umano. Validato per immunofluorescenza, immunisto chimica ed ELISA. Reattivo anche con topo e ratto. Supporta gli studi sul diabete, sull'obesità e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-GLP-1
Note/Alias	GLP1; GLP2; GRPP; GLP-1
Specie	Uomo
GeneID	2641 (Uomo)
Immunogeno	Peptide sintetico - Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 70-150 del GLP-1 umano (P01275).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	P01275
peso della proteina	21 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico